FastPure® Viral DNA/RNA Mini Kit Pro

RC323



使用说明书 Version 22.1



目录 Contents

01/产品概述)2
02/产品组分 0)2
03/保存条件)2
04/适用范围)2
05/自备材料)3
06/注意事项 0)3
5.1人强从是 5.100至例文)4
50/ <u>/ 18/1/18</u>)4
08-1/Buffer VL Pro工作液配制 ····································)4
08-2/样本处理 08-2/样本处理 0)5
08-3/DNA/RNA提取·······0)5
09/常见问题与解决方案0)6

^{*}所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

01/产品概述

本试剂盒适用于从全血、血清、血浆、拭子、组织、肺泡灌洗液、细胞培养上清液等多种样本中快速提取高纯度的病毒DNA/RNA。试剂盒采用独特的裂解体系,无需高温孵育,搭配Carrier RNA可显著提高微量核酸的回收率。经过硅胶膜的特异性吸附,可快速高效纯化病毒DNA/RNA。样本兼容性广,获得的核酸得率高,纯度高,可直接用于逆转录、PCR、荧光定量PCR、二代测序以及Northern杂交等下游相关实验。

02/产品组分

	组分	RC323-01 (50 rxns)
BOX 1	Carrier RNA (1 μg/μl)	0.6 ml
DOX 1	Proteinase K	1.2 ml
BOX 2	Buffer VL Pro	18 ml
	Buffer VW1	27 ml
	Buffer VW2	9 ml
	RNase-free ddH₂O	6 ml
	FastPure DNA/RNA Columns (each in a 2 ml Collection Tube)	50个
	RNase-free Collection Tubes 1.5 ml	50个

Carrier RNA: 提高微量核酸的回收率;

Proteinase K: 消化蛋白质;

Buffer VL Pro: 裂解样本并提供核酸结合条件; Buffer VW1: 去除残留蛋白和其他杂质;

Buffer VW2: 去除残留盐离子;

RNase-free ddH₂O: 洗脱吸附膜上的DNA/RNA; FastPure DNA/RNA Columns: 特异性吸附DNA/RNA;

Collection Tubes 2 ml: 收集滤液:

RNase-free Collection Tubes 1.5 ml: 收集DNA/RNA。

03/保存条件

BOX 1: -30 ~ -15℃保存,≤0℃运输; BOX 2: 15 ~ 25℃保存,室温运输。

04/适用范围

可用干以下样本病毒DNA/RNA提取

样本类别	样本名称
血液	全血、血清、血浆
组织	肝脏、脾脏、肺脏、肾脏、淋巴结、小肠等
其他	粪便、口腔拭子、肺泡灌洗液、细胞培养上清液等



05/自备材料

无水乙醇、RNase-free枪头、1.5 ml RNase-free离心管、离心机、涡旋振荡仪、移液器等。

06/注意事项

1. 首次使用前,请参照瓶上标签在Buffer VW1与Buffer VW2中加入指定量的无水乙醇,并进行标注。

组分	加入无水乙醇(ml	
Buffer VW1	18 ml	
Buffer VW2	36 ml	

- 2. 试剂盒中含有低温组分Proteinase K,收到后应置于-30~-15℃保存。
- 3. 试剂盒中含有低温组分Carrier RNA (1 µg/µl),使用前请充分混匀,按照实际使用情况分 装到RNase-free的离心管中,并置于-30 ~ -15℃保存,避免反复冻融。
- 4. 样本使用前需平衡至室温。
- 5. 所有操作步骤,均在室温(15~25℃)下进行。
- 6. 病毒具有较强的感染能力、操作前必须做好各种防御措施。
- 7. 样本禁止反复冻融,避免提取的病毒DNA/RNA降解或产量下降。
- 8. 使用本试剂盒时,请穿戴实验服、一次性乳胶手套、一次性口罩,使用RNase-free耗材等,最大程度避免RNase污染。

07/实验原理与流程概要



裂解样本: 依次加入20 μl Proteinase K、300 μl样本、300 μl Buffer VL Pro工作液

(工作液配制方式:参考08-1)涡旋混匀,室温静置5 min

调节结合条件:加入200 µl无水乙醇,涡旋混匀15-30 sec,短暂离心收集管盖及管壁

上的液体



吸附核酸: 转移混合液至FastPure DNA/RNA Columns, 12,000 rpm (13,800 × g)离心

1 min

去除杂质: 加入700 μl Buffer VW1(已加入无水乙醇), 12,000 rpm (13,800 × g)离心30 sec

加入700 µl Buffer VW2(已加入无水乙醇), 12,000 rpm (13,800 × g)离心30 sec

12,000 rpm (13,800 × g)空柱离心2 min



洗脱DNA/RNA: 加入30 - 50 μl RNase-free ddH₂O, 12,000 rpm (13,800 × g)离心1 min

08/实验流程

08-1/Buffer VL Pro工作液配制

Buffer VL Pro工作液为Buffer VL Pro与Carrier RNA (1 μg/μl)的混合液,可根据以下公式计算: X ml = n × 0.32 ml

 $Yul = n \times 10ul$

n: 提取样本数量, X: 所需Buffer VL Pro的体积, Y: 所需Carrier RNA的体积

n	Х	Υ	n	Х	Υ
1	0.32 ml	10 µl	11	3.52 ml	110 µl
2	0.64 ml	20 μΙ	12	3.84 ml	120 µl
3	0.96 ml	30 µl	13	4.16 ml	130 µl
4	1.28 ml	40 µl	14	4.48 ml	140 µl
5	1.60 ml	50 µl	15	4.80 ml	150 µl
6	1.92 ml	60 µl	16	5.12 ml	160 µl
7	2.24 ml	70 µl	17	5.44 ml	170 µl
8	2.56 ml	80 µl	18	5.76 ml	180 µl
9	2.88 ml	90 µl	19	6.08 ml	190 µl
10	3.20 ml	100 µl	20	6.40 ml	200 µl

[▲] 将Buffer VL Pro与Carrier RNA (1 µg/µl)混合后,上下轻轻颠倒10次即可,为避免起泡,请勿涡旋振荡。工作液准备完成后在2~8℃可保存24 h,建议现用现配。



08-2/样本处理

- ◆血液、□腔拭子、肺泡灌洗液、细胞培养上清液等液体样本可直接取样备用。
- ◆组织: 取100 mg样本放入2 ml离心管中,加入1 ml的PBS或生理盐水,使用匀浆仪匀浆至 无明显组织块,短暂离心后取上清备用。
- ◆粪便拭子等液体样本: 短暂离心后取上清备用。

08-3/DNA/RNA提取

以下过程均在生物安全柜中进行

- 向RNase-free管中依次加入20 μl Proteinase K、300 μl样本(如样本量不足,使用PBS 或生理盐水补足至300 μl)、300 μl Buffer VL Pro工作液,涡旋混匀15 30 sec, 短暂离 心收集管盖及管壁上的液体,室温静置5 min。
- 2. 加入200 μl无水乙醇,涡旋混匀15 30 sec,短暂离心收集管盖及管壁上的液体。 ▲若此时有杂质沉淀,属正常现象,可直接进行后续实验。
- 3. 将上述混合液全部转移至FastPure DNA/RNA Columns (FastPure DNA/RNA Columns 已放入收集管),12,000 rpm (13,800 × g)离心1 min,弃滤液。
- 4. 向FastPure DNA/RNA Columns中加入700 μl Buffer VW1 (请先检查是否已加入无水乙醇), 12,000 rpm (13,800 × g)离心30 sec, 弃滤液。
- 5. 向FastPure DNA/RNA Columns中加入700 μl Buffer VW2 (请先检查是否已加入无水乙醇), 12,000 rpm (13,800 × g)离心30 sec, 弃滤液。
- 6. 12,000 rpm (13,800 × g)空柱离心2 min。
- 7. 小心将FastPure DNA/RNA Columns转移至新的RNase-free Collection Tubes 1.5 ml (试剂盒提供)中,向膜中央悬空加入30 50 μl的RNase-free ddH₂O,室温静置1 min,12,000 rpm (13,800 × g)离心1 min。
- 8. 弃去FastPure DNA/RNA Columns,提取的DNA/RNA可直接用于后续检测,短期保存 请置于-30~-15℃,长期保存请置于-85~-65℃。

09/常见问题与解决方案

常见问题	原因	解决方案
FastPure DNA/RNA Columns堵塞	1.样本中杂质过多	样本离心后取上清进行提取
	2.样本消化不充分	加入Buffer VL Pro工作液后,充分振荡混匀并将室温静置时间 延长至10 min
	3.Proteinase K活性下降	Proteinase K不能与Buffer VL Pro或Buffer VL Pro工作液预先混合
	1.样本反复冻融	使用新鲜样本,避免反复冻融
未提取到 DNA/RNA或 产量低	2.Carrier RNA储存不当	Carrier RNA应预先分装后置于-30~-15℃保存,避免反复冻融
	3.洗脱不充分	RNase-free ddH₂O加至膜中央,适当减少洗脱体积,可于65℃ 预热,延长静置时间或进行二次洗脱
	4.样本未恢复至室温	样本先恢复至室温,再进行核酸提取
. —	5.离心温度不当	使用室温条件离心
	6.环境拭子等样本中泥沙 杂质过多,影响核酸结合	样本离心后取上清进行提取
下游结果不理想	1.盐离子残留	沿吸附柱管壁四周加入Buffer VW2,或加入Buffer VW2后盖盖 颠倒混匀2 - 3次,有助于完全冲洗管壁上的盐分
	2.乙醇残留	空柱离心后,打开吸附柱盖子室温静置5 min,最大程度去除乙醇残留
	3.试剂准备有误	使用前按照标签提示,分别向Buffer VW1、 Buffer VW2加入相应的无水乙醇





Vazyme Biotech Co., Ltd.

Web: www.vazyme.com Tel: +86-400-600-9335 Sales: sales@vazyme.com Support: support@vazyme.com

