

# ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1

## CBP74097

# 操作说明书



4008-750-250

## 目录

1. 背景信息 .....	1
2. 产品介绍 .....	1
3. 细胞基本信息 .....	2
4. 主要仪器试剂耗材 .....	2
5. 细胞培养 .....	3
5.1 细胞复苏 .....	3
5.2 细胞传代 .....	3
5.3 细胞冻存 .....	3
6. 细胞实验流程 .....	3
6.1 STING Stimulation Assay .....	3
7. 数据展示 .....	5
8. 相关产品 .....	6

## 1. 背景信息

STING (干扰素基因刺激因子) 又称 MPYS、TMEM173、MITA 和 ERIS, 是一种跨膜蛋白, 最初被认为是一种通过胞质 DNA 传感器 (CDS) 介导信号传递的衔接蛋白, 后来被发现是环状二核苷酸 (CDN) 的直接传感器。CDN 是细菌信号转导中普遍存在的第二信使分子, 是哺乳动物细胞的防御触发器。当细菌病原体攻击时, 释放到细胞中的 CDN 直接与 STING 结合, 使其通常处于自我抑制状态的 152-173 位区域 (dimerization domain, DD) 交联二聚体构像发生变化并被激活, 进而招募细胞质中的 TANK 结合激酶 1 (TBK1), 介导的 IRF3 激活, 导致干扰素 (interferon, IFN) - $\beta$  和其它多种细胞素 (cytokines) 的形成。IFN  $\beta$  的产生是 STING 活化的标志。肿瘤微环境 (TME) 中由于天然免疫产生的信号传导是导致肿瘤特异性 T 细胞激活和肿瘤浸润性淋巴细胞 (TIL) 浸润的关键因素。其中尤其以 I 型 IFN 对肿瘤特异性 T 细胞的活化最为关键。因此, STING 激动剂可以通过诱导 I 型干扰素基因的表达, 激活包括树突状细胞等免疫刺激细胞, 改变肿瘤微环境并诱导肿瘤特异性 T 细胞的产生, 从而通过调节免疫系统达到抗肿瘤的目的。

## 2. 产品介绍

针对 STING 激动剂和拮抗剂的药物发现, 利用 STING 蛋白调控干扰素 (interferon, IFN) 及其下游基因表达的原理, 科佰分别构建了带有干扰素刺激反应元件 (ISRE) 的人源及小鼠报告基因细胞系可用于 STING 拮抗剂和抑制剂的筛选。

在 THP-1 细胞上构建了 2 个诱导型的报告基因系统, 一个是干扰素刺激反应元件 (ISRE), 下游接入 Luc 的分泌型荧光素酶, 可以在底物的刺激下, 催化产生化学发光信号, 该报告基因可以评估 IFR 通路, 比如 type I IFNs and RLR (RIG-I-like receptor), CDS (cytosolic dsDNA sensor) or STING agonists; 另外一个为 NF $\kappa$ B 通路, 下游接入分泌型胚胎碱性磷酸酶 (SEAP) 报告基因, 可以响应与 NF $\kappa$ B 通路相关的一些刺激。

报告基因细胞模型可以很好的反映分子作用机制, 同时具备更小的变异性和更好的可操作性, 已被中检院及药企广泛应用于抗体药物生物活性的检定, 对于药物研发、质量控制、批次放行都有重要意义。

ISRE-Luc/NF $\kappa$ B-SEAP/THP-1 报告基因药靶模型很好模拟信号转导过程, 原理见图 1 所示。




图 1: ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1 细胞模型原理图

### 3. 细胞基本信息

母细胞: THP-1

表达基因: ISRE-Luc, NFκB-SEAP

传代培养基: RPMI-1640+10%FBS+10 μg/ml of blasticidin+ 100 μg/ml of Zeocin

细胞冻存液: 90% FBS+10% DMSO

细胞形态: 悬浮

支原体检测: 阴性

稳定性: 32 代 (室内测试结果, 不表示超过 32 代以上不稳定)

保存条件: 液氮保存

应用: 细胞水平 STING 激活剂或抑制剂的活性检测, 可用于高通量筛选或 QC 放行

### 4. 主要仪器试剂耗材

名称	品牌	货号
ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1 完全培养基	Cobioer	CBP74097M
细胞冻存液	Cobioer	CBP50089
QUANTI-Blue™ Solution	Invivogen	rep-qbs1

96 Well Assay Plate (White Plate, Clear Bottom with Lid Tissue Culture Treated Polystyrene 1/Pack)	Costar	3610
Synergy H1 多功能酶标仪	Biotek	/

## 5. 细胞培养

### 5.1 细胞复苏

- 1) 在 37°C 水浴中快速融化细胞约 60 秒。一旦细胞解冻（可能比 60 秒稍快或稍慢），快速将冻存管中的细胞吸入装有 10 ml 预热 ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1 完全培养基的 15 ml 离心管中。
- 2) 1000 转、5 分钟离心细胞，除去培养基并将细胞重悬于 5ml 预热的完全培养基中。
- 3) 调整细胞密度到  $3-6 \times 10^5$  cells/ml，加入 T25 培养瓶中，放入 37°C、5% CO<sub>2</sub> 培养箱中。

### 5.2 细胞传代

每 1-2 天取细胞悬液计数，当密度大于  $1 \times 10^6$  cells/ml 时,请及时传代或补加新鲜完全培养基. 保持细胞密度在  $1 \times 10^5 - 1 \times 10^6$  cells/ml 之间。

### 5.3 细胞冻存

取  $4-8 \times 10^6$  细胞离心后弃上清。加 1ml 细胞冻存液(90% FBS+10%DMSO)，吹打均匀，加入细胞冻存管。立即放入细胞冻存盒（Nalgene 5100-0001），加异丙醇到刻度线，放 -80°C 冰箱。24 小时后将冻存管转到液氮中长期保存。

## 6. 细胞实验流程

### 6.1 STING Stimulation Assay

STING Stimulation Assay 由报告细胞 ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1，Cat. #CBP74097 开展，本实验中使用 2'3'-cGAMP 作为测试样本，对本模型的生物功能进行验证。




图 2: STING Stimulation Assay 流程示意图

- 1) 取对数期生长的 ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1 细胞离心去上清，重悬于新鲜 RPMI-1640+10%FBS 培养基中，细胞密度调整为  $5 \times 10^5$  Cells/ml。
- 2) 将重悬的细胞接种到白壁透明底的 96 孔细胞培养板中，180ul/孔细胞悬液。
- 3) 用 RPMI1640+10%FBS 培养基对样品进行梯度，加入梯度稀释的  $10^*$  浓度样品（20 ul/孔）到接种好细胞的 96 孔板中，样品从最高浓度开始，3 倍稀释 11 个浓度梯度，每个浓度设置双复孔或三复孔，并设置 0 浓度对照，继续在 37°C 细胞培养箱培养 18 到 24 小时。（注意：样品浓度及梯度设置跟样品本身的特性及客户的实验需求高度相关，客户应根据自身的实际情况优化设置，我们不做具体推荐，本梯度稀释方案仅适用我们本次验证实验涉及样本）
- 4) 将 96 孔板从培养箱中取出，加入 180ul/孔 QUANTI-Blue™ Solution, Cat.#rep-qbs1, 再添加 20ul/孔 ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1 细胞上清液，继续在 37°C 细胞培养箱培养 1 到 6 小时。
- 5) 在 620-655nm 下测定 SEAP 水平，根据每个梯度浓度孔对应的读值，利用 Prism Graphpad 软件拟合样品对细胞激活的梯度曲线，并且计算样品的 EC50。

孔板排布:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
B	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
C	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
D	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
E	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
F	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
G	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照
H	稀释1	稀释2	稀释3	稀释4	稀释5	稀释6	稀释7	稀释8	稀释9	稀释10	稀释11	培养基对照

图 3: 96 孔板排布建议案例展示

## 7. 数据展示

Dose Response of 2'3'-cGAMP in THP-1 ISRE-Luc/NFkB-SEAP Cells




图 4: STING Stimulation Assay 验证结果

## 8. 相关产品

名称	货号
ISRE-Luc/NFκB-SEAP/THP-1_STING KO cell	CBP74197
ISRE-Luc/Raw264.7	CBP74098