

## Negative Pressure Wound Therapy System (NPWT)

# RECO

### 负压伤口治疗系统

RECO Negative pressure wound therapy system is used in combination with "negative pressure therapy instrument" and "negative pressure drainage dressing set". It maintains a negative pressure of 9kpa~15kpa on the wound surface through a negative pressure device, continuous negative pressure can promptly clear the exudate and source of infection from the wound, which is effective Prevent pollution and infection, and protect the wound environment. Reco can help reduce the risk of seroma, hematoma, dehiscence and infection after surgery.

The product is mainly used for wounds with low to medium exudation.

RECO负压伤口治疗系统由“负压治疗仪”和“负压引流敷料套装”联合一起使用。

它通过负压设备将9kpa~15kpa负压维系在伤口表面上，持续的负压可及时清除创面的渗液和感染源，有效防止污染和感染，保护创面环境。可帮助降低术后血清，水肿，脱毛和感染等风险。

产品主要用于低到中等渗出的伤口。

The negative pressure meter is mainly composed of housing, display screen, circuit board, negative pressure pump and control software.

负压仪主要由外壳、显示屏、电路板、负压泵及控制软件等组成。

The negative pressure drainage dressing set is composed of a negative pressure dressing connected with a suction cup and a drainage tube, and waterproof surgical strips.

负压引流敷料套装主要由连接了吸盘、引流管的负压敷料，以及医用防水胶布条组成。

### Advantages -- 产品优势

- Lightweight and portable, reducing hospital stay;  
轻巧便携，减少住院时间；
- Gentle silicone gel reduces pain when changing dressings;  
温和硅凝胶，更换敷料时，减少疼痛；
- Reduce complications, reduce the burden on hospitals and the medical expenses of patients;  
减少并发症，降低医院负担和病人的医疗费用；
- Promote wound healing and reduce scars  
促进伤口愈合，减少疤痕



Tel:86-20-85295649 Fax:86-20-85295797 <http://www.yafho.com> E-mail:info@yafho.com

**Yafho**   
WOUND CARE

单张尺寸：205X280mm

材 料：200克铜版纸

# 正面

## Applicable wound types --适用的伤口类型

chronic wounds; acute wounds; traumatic wounds; subacute and dehiscence wounds; partial cortical burns; ulcers (such as diabetic ulcers or pressure ulcers); skin flaps and grafts; surgically closed incision sites.

慢性伤口；急性伤口；创伤性伤口；亚急性和裂开伤口；部分皮层烧伤；  
溃疡（例如糖尿病溃疡或压力性溃疡）；皮瓣和移植物；手术关闭的切口部位。

- Contraindications

禁忌症

- Scab of necrotic tissue

坏死组织结痂

- Non-curable osteomyelitis

非治愈性骨髓炎

- Non-tubular or undetectable fistula

非管状或不可探测的瘘管

- Patients with malignant tumors on the wound bed or wound edge

创面床或伤口边缘恶性肿瘤患者

- Exposed vessels, nerves, anastomotic sites, bone tissues and their anastomotic sites

暴露的脉管、神经、吻合部位、骨组织及其吻合部位

- Wounds with active bleeding

存在活动性出血的创面



## 负压引流敷料套装

产品型号	敷料规格
F521020	10x20cm
F521030	10x30cm
F521040	10x40cm
F521520	15x20cm
F522020	20x20cm
F522525	25x25cm

### 可提供半成品及代工服务

Semi-finished products and OEM available

Manufacturer: Yafho Bio-Technology Co.,Ltd

生产商：台山市弘毅医疗用品有限公司

Add: No. 12, 9Rd, Changlong Ind. Zone, Taishan city, Guangdong, China

地址：广东江门台山市四九镇长龙工业区九路十二号之一

Tel: 86-020-85295649 Fax: 86-020-85295797

电话：86-20-85295649 传真：86-20-85295797

www.yafho.com

**Yafho**   
WOUND CARE